

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

mvi@nt-rt.ru || <https://mgb.nt-rt.ru>

Электрокоагуляторы HF 2000В, HF 4000В, HF 800В Техническое описание



HF 2000B

Блок электрохирургический HF 2000B - области применения: амбулаторная хирургия, дерматология, эндоскопия, гинекология, стоматология, общая хирургия кардиохирургия, торакальная хирургия, ЛОР, детская хирургия.

Особенности:

- Мощность-200 Вт;
- 3 отдельных дисплея (2 монополярных и 1 биполярный) для режимов резания и коагуляции;
- 6 монополярных и 2 биполярных режима (чистое резание, смешанное резание – 3 режима, контактная коагуляция, коагуляция в режиме «Спрей», биполярная коагуляция и аутобиполярная коагуляция);
- Активация монополярных режимов: как с педали, так и рукой при помощи кнопок на ручке-держателе электродов;
- Активация биполярных режимов: как с педали, так и автоматически, при смыкании браншей пинцета;
- Возможность одновременного подключения до 4-х инструментов, которыми можно работать попеременно;
- Точная установка мощности для всех режимов с шагом в 1 Вт;
- 2 монополярных выхода (для кнопочной ручки-держателя электродов и лапароскопических инструментов)

Комплект поставки: главный блок, силовой кабель, руководство пользователя.

Безопасность: IPX1

Бесконтактная коагуляция (Spray coag), Вт: 100

Вес, кг: 13

Входы для инструментов: Монополярный: резание, коагуляция. Биполярный

Высота, мм: 150

Глубина, мм: 4550

Гнездо нейтрального электрода: Плоский разъем

Интерфейс: LED дисплей с кнопками

Количество разъемов для биполярных инструментов: 1

Количество разъемов для монополярных инструментов: 1

Максимальная мощность, Вт: 200

Медицинская безопасность / Стандарт EMC: EN 60601-1, EN60601-2-2, EN60601-1-2

Моно резка, Вт: 200

Монополярная мягкая коагуляция, Вт: 100

Монополярная пинцетная коагуляции, Вт: 80

Напряжение, В: 230

Расход энергии, Вт: 1200 Вт +/- 10%

Режим спрей коагуляции: Да

Смешанная резка, Вт: 120

Температура / Влажность (работа): от +15°C до +30°C / 30-75%

Температура / Влажность (хранение): от -10°C до +60°C / 20-95%

Тип аппарата: Электрохирургический

Тип классификации: CF

Тип модуля: Генератор

Точная резка, Вт: 150

Утверждение: CE

Частота, Гц: 50/60

Ширина, мм: 330



HF 4000B

Электрохирургический коагулятор HF-4000 В с функцией Touchscreen применяется в общей хирургии, гинекологии, ортопедии, дерматологии, кардиохирургии, урологии (в т.ч. ТУР), торакальной хирургии, эндоскопии, ЛОР-хирургии, сосудистой хирургии, детской хирургии.

- Цветной сенсорный ж/к экран для настроек пользователя и вывода сервисной информации, интуитивно понятный интерфейс.
- Улучшенная система безопасности пациента: микропроцессорная система предотвращения ожогов (REM).
- Расширенная функция запоминания настроек для каждого хирурга, работающего на аппарате.
- Универсальный набор электрохирургических режимов для всех видов операций: чистое и смешанное монополярное резание; контактная монополярная коагуляция и режим «Спрей»; биполярная коагуляция и резание.

Количество разъемов для биполярных инструментов: 1

Количество разъемов для монополярных инструментов: 2

Максимальная мощность, Вт: 400

Режим спрей коагуляции: Да

Тип аппарата: Электрохирургический

Тип модуля: Генератор

HF 800B

Повышенная рабочая частота – бережное отношение к тканям: косметический разрез, минимальный краевой некроз на микроскопическом уровне. Области применения: косметология, амбулаторная хирургия, гинекология, ЛОР-хирургия эндоскопия.

- Мощность аппарата: 80 Вт.
- Тонкая подстройка аппарата с шагом усиления мощности в 1 Вт.
- Возможность одновременного подключения 2-х инструментов: держателя монополярных электродов и биполярного пинцета.
- Возможность активации монополярных режимов: с педали или с помощью кнопок на ручке-держателе монополярных электродов.
- Автоматический контроль контакта нейтрального электрода (система предотвращения ожогов).

Режимы работы:

- Монополярное чистое резание;
- Монополярное смешанное резание;
- Монополярная контактная коагуляция;
- Биполярная коагуляция.

Количество разъемов для биполярных инструментов: 1

Количество разъемов для монополярных инструментов: 1

Максимальная мощность, Вт: 80

Тип аппарата: Электрохирургический

Тип модуля: Генератор





По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

mvi@nt-rt.ru || <https://mgb.nt-rt.ru>